## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский физико-технический институт (государственный университет) Кафедра твердотельной электроники

## Физические основы акустооптической спектроскопии (неколлинеарное взаимодействие)

Лабораторная работа №14 по курсу «твердотельная электроника»

Выполнили:

Светлана Серебренникова Александр Нехаев

Арина Малоносова




Рис. 1. Схема экспериментальной установки

## Обозначения на схеме:

- 1. Источник лазерного излучения
- 2. Коллиматор
- 3. Акустооптическая ячейка на поворотном столике
- 4. Выходная линза
- 5. Диафрагма
- 6. Фотоприемник
- 7. Генератор
- 8. Усилитель
- 9. Индикатор
- 10. Частотомер
- 11. Система питания




Рис. 2. Зависимость величины сигнала фотоприёмника от частоты управляющего сигнала

Из условия настройки

$$\sin \Theta = \frac{\lambda f}{\Delta nV} \implies \lambda = \frac{\sin \Theta \, \Delta nV}{f}$$

## Ячейка из паротеллурита: $\Delta n=0.1522,\,V=0.52*10^3$ м/c, $\sin\Theta=0.26,\,f=30.3$ МГц => $\lambda=676$ нм




Рис. 3. Спектральная характеристика источника лазерного излучения




Рис. 4. Частотная характеристика пьезопреобразователя




Рис. 5. Амплитудная характеристика акустооптической ячейки