Лабораторная работа 5.5 Компьютерная сцинтилляционная γ -спектроскопия

Нехаев Александр, гр. 654

12 декабря 2018 г.

Содержание

1. Введение

Цель работы: определить зависимость энергии и интенсивности гамма-линий от различных гамма источников и идентифицировать их.

В работе используются: сцинтиллятор, ФЭУ, предусилитель импульсов, высоковольтный блок питания для ФЭУ, АЦП, компьютер.

1.1. Теоретическое введение

Фотоэффект. Это процесс взаимодействия гамма-кванта с электроном, связанным с атомом, при котором электрону передается вся энергия гамма-кванта. При этом электрону сообщается кинетическая энергия $T_e = E_{\gamma} - I_i$, где E_{γ} – энергия гамма-кванта, I_i – потенциал ионизации i-той оболочки атома. Фотоэффект особенно существенен для тяжелых веществ, где он идет с заметной вероятностью даже при высоких энергиях гамма-квантов. В легких веществах фотоэффект становится заметен лишь при относительно небольших энергиях гамма-квантов. Наряду с фотоэффектом, при котором вся энергия гамма-кванта передается атомному электрону, взаимодействие гамма-излучения со средой может приводить к его рассеянию, т.е. отклонению от первоначального направления распространения на некоторый угол.

Эффект Комптона. Это упругое рассеяние фотона на свободном электроне, сопровождающееся изменением длины волны фотона (реально этот процесс происходит на слабо связанных с атомом внешних электронах). Максимальная энергия образующихся комптоновских электронов соответствует рассеянию гамма-квантов на 180° и равна

$$E_{\text{max}} = \frac{\eta \omega}{1 + \frac{mc^2}{2n\omega}}.$$
 (1)

Процесс образования электрон-позитронных пар. При достаточно высокой энергии гамма-кванта наряду с фотоэффектом и эффектом Комптона может происходить третий вид взаимодействия гамма-квантов с веществом — образование электрон-позитронных пар. Процесс образования пар не может происходить в пустоте, так как в этом случае не выполняются законы сохранения энергии и импульса. В присутствии ядра или электрона процесс образования пары гамма-квантом возможен, так как можно распределить энергию

и импульс гамма-кванта между тремя частицами без противоречия с законами сохранения. При этом если процесс образования пары идет в кулоновском поле ядра или протона, то энергия образующегося ядра отдачи оказывается весьма малой, так что пороговая энергия гамма-кванта E_0 , необходимая для образования пары, практически совпадает с удвоенной энергией покоя электрона $E_0 \cong 2mc^2 = 1.022 \text{ MpB}$.

Появивишийся в результате процесса образования пар электрон свою энергию на ионизацию среды. Таким образом, вся энергия электрона остается в детекторе. Позитрон будет двигаться до тех пор, пока практически не остановится, а затем аннигилирует с электроном среды, в результате чего появятся два гамма-кванта. Т.е., кинетическая энергия позитрона также останется в детекторе. Далее возможны три варианта развития событий:

- 1) оба родившихся гамма-кванта не вылетают из детектора, и тогда вся энергия первичного гамма-кванта останется в детекторе, а в спектре появится пик с $E = E_{\gamma}$;
- 2) один из родившихся гамма-квантов покидает детектор, и в спектре появляется пик, соответствующий энергии $E=E_{\gamma}-E_{0},$ где $E_{0}=mc^{2}=511$ кэB;
- 3) оба родившихся гамма-кванта покидают детектор, и в спектре появляется пик, соотвествующий энергии $E=E_{\gamma}-2E_{0}$, где $2E_{0}=2mc^{2}=1022$ кэВ.

Таким образом, любой спектр, получаемый с помощью гамма-спектрометра, описывается несколькими компонентами, каждая из которых связана с определенным физическим процессом. Как описано выше, основными физическими процессами взаимодействия гамма-квантов с веществом является фотоэффект, эффект Компотона и образование электрон-позитронных пар, и каждый из них вносит свой вклад в образование спектра. Помимо этих процессов, добавляется экспонента, связанная с наличием фона, пик характеристического излучения, возникающий при взаимодействии гамма-квантов с окружающим веществом, а также пик обратного рассеяния, образующийся при энергии квантов $E_{\gamma} \gg mc^2/2$ в результате рассеяния гамма-квантов на большие углы на материалах конструктивных элементов детектора и защиты. Положение пика обратного рассеяния определяется по формуле:

$$E_{\rm o6p} = \frac{E}{1 + 2E/mc^2},\tag{2}$$

где E – энергия фотопика.

Энергетическое разрешение спектрометра. Даже при поглощении частиц с одинаковой энергией амплитуда импульса на выходе фотоприёмника сцинтилляционного детектора меняется от события к событию. Это связано:

- 1) со статистическим характером процессов сбора фотонов на фотоприёмнике и последующего усиления,
- 2) с различной вероятностью доставки фотона к фотоприемнику из разных точек сцинтиллятора,
- 3) с разбросом высвечиваемого числа фотонов

В результате в набранном спектре линия (которая для идеального детектора представляла бы дельта-функцию) оказывается размытой, её часто описывают гауссианом.

Энергетическим разрешением спектрометра называется величина

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i},\tag{3}$$

где ΔE_i – ширина пика полного поглощения, измеренная на половине высоты, E_i – энергия регистрируемого γ -излучения. Значение E_i пропорционально среднему числу фотонов $\overline{n_i}$ на выходе $\Phi \ni V$, т.е.:

$$E_i = \alpha \overline{n_i}. \tag{4}$$

Полуширина пика полного поглощения ΔE_i пропорциональна среднеквадратичной флуктуации $\overline{\Delta n_i}$. Т.к. n_i является дискретной случайной величиной, которая распределена по закону Пуассона, то $\overline{\Delta n_i} = \sqrt{\overline{n_i}}$ и поэтому

$$\Delta E_i = \alpha \overline{\Delta n_i} = \alpha \sqrt{\overline{n_i}}.$$
 (5)

Из (??), (??) получаем, что

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i} = \frac{\text{const}}{\sqrt{E_i}}.$$
 (6)

Поскольку энергетическое разрешение зависит от энергии, его следует указывать для конкретной энергии. Чаще всего разрешение указывают для энергии гамма-линии 137 Cs (661.7 кэВ).

2. Ход работы

Используем спектр ²²Na как калибровочный график:




Рис. 1: Спектр ²²Na

Построим калибровочный график зависимости номера канала N от энергии γ -кванта E_i . Предварительно аппроксимируем пики по функции Гаусса:

$$y(x) = A \cdot e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2*\sigma^2}} + B \cdot x + C \tag{7}$$

Таким образом, спектр с аппроксимированными пиками имеет следующий вид:

Координаты пиков по горизонтальной оси соответсвтуют параметру x_0 . Для данных пиков: $x_{01}=722.438,\,x_{02}=1746.$ Тогда калибровочный график имеет вид:




Рис. 2: Спектр 22 N
а с аппроксимированными пиками




Рис. 3: Калибровочный график

Функция для перевода номера канала в энергию имеет вид:

$$E_i = -28239.5 + 746.416 \cdot N \tag{8}$$

Используя калибровочный график, определим для всех остальных источников значения энергии пиков полного поглощения E_i , их ширины на половине высоты ΔH_i и энергетическое разрешение R_i .




Рис. 4: Спектр ⁶⁰Со




Рис. 5: Спектр $^{137}\mathrm{Cs}$

Сведем результаты в таблицу $\ref{eq:continuous}$. В этой таблице: N_i – номер канала, соответствующего пику полного поглощения.

По результатам измерения энергии края комптоновского поглащения построим график, по одной оси которого отложены экспериментальные значения, а по другой расчетные значения этой энергии (рис. ??).

Для проверки зависимости (??), построим по полученным данным график $R_i^2 = f(1/E_i)$ (рис. ??).




Рис. 6: Спектр ²⁴¹Am




Рис. 7: Спектр $^{152}\mathrm{Eu}$

Форма импульсов на выходе ФЭУ определяется выражением:

$$U(t) = \operatorname{const} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_0}} \right), \tag{9}$$

где τ_0 – время высвечивания сцинтиллятора, а RC – постоянная времени (R и C – сопротивление и емкость в анодной цепи $\Phi \ni V$). Выражение (??) справедливо при $RC \gg \tau_0$. Обычно выбирают $RC = (5 \div 10)\tau_0$. По зарисованным импульсам оценим величину τ_0 и

Таблица 1: Параметры пиков спектров

Источник	N_i	ΔN_i	E_i	ΔE_i	R_i
Cobalt	1604	135	$1169.01 \mathrm{keV}$	72.3899 keV	0.061924
Cobalt	1816	143	1327.06keV	78.2396keV	0.0589571
Cesium	919	109	658.017 keV	$52.9515 \mathrm{keV}$	0.0804713
Americium	75	59	27.739 keV	$15.8365 \mathrm{keV}$	0.570911
Americium	128	57	67.4993 keV	$14.4587 \mathrm{keV}$	0.214205
Europium	97	60	44.4872 keV	$16.5465 \mathrm{keV}$	0.371939
Europium	138	113	$75.\mathrm{keV}$	$56.1468 \mathrm{keV}$	0.748624
Europium	210	62	128.477 keV	$18.3269 \mathrm{keV}$	0.142648
Europium	366	72	245.012 keV	$25.2028 \mathrm{keV}$	0.102864
Europium	498	85	343.194 keV	$35.4755 \mathrm{keV}$	0.103368




Рис. 8: Комптоновские края




Рис. 9: Зависимость разрешения от энергии

постоянную времени RC.




Рис. 10: Форма импульса

Аппроксимируя положительную часть графика согласно формуле (??), получаем, что $RC \approx 6.244 \mu s$, а $\tau_0 \approx 3.61 \mu s$.

Построим график зависимости энергии пика обратного рассеяния от энергии.

Формула для определения энергии пика (??) применима для тех элементов, у которых E_{γ} меньше mc^2 . Этому условию удовлетворяют только два элемента: кобальт и цезий. На графике для цезия, пик виден достаточно четко. На графике для кобальта пика должно быть два. Исходя из известных энергий фотопиков находим примерное положение пиков обратного рассеяния:

Таблица 2: Примерное положение пиков обратного рассеяния

Элемент	$E_{\Phi \text{отопика}}$	Епика обратного рассеяния
⁶⁰ Co	$1169.01 \mathrm{keV}$	209.673 keV
⁶⁰ Co	1327.06keV	214.25 keV
$^{137}\mathrm{Cs}$	658.017 keV	184.039 keV

Видим что расчетные энергии двух пиков кобальта отличаются всего на 4.5 кэВ. На графике эти два пика неразличимы. Аппрокимируем пик на графике кобальта (рис. ??). Аналагично аппроксимируем пик на графике цезия (рис. ??).

В результате экспериментально получили положения пиков рассеяния: для кобальта 236.75 кэВ, для цезия: 208.28 кэВ.

Отобразим полученные энергии пиков на графике вместе с расчетными. Для наглядности обозначим расчетные энергии пиков синим цветом, а полученные экспериментальным путем – красным (рис. ??).

Вычислим энергию наблюдаемого характеристического излучения из свинца, служащего защитой спектрометра от внешнего излучения.

Пик характеристического излчения хорошо виден в спектрах кобальта, цезия и натрия. Тот факт, что этот же пик наблюдается при измерении фонового излучения подтверждает




Рис. 11: Пик обратного рассеяния кобальта




Рис. 12: Пик обратного рассеяния цезия




Рис. 13: Пик обратного рассеяния цезия

его происхождение (переизлучение космических лучей свинцом). Энергию характеристического пика найдем из спектра фонового излучения (рис. ??).




Рис. 14: Фоновое излучение

Аппроксимируя пик, получим, что энергия характеристического излучения примерно равна 100.94 кэВ.

3. Вывод

В данной работе был разобран принцип работы устройства сцинтиллятора. Также был изучен ряд радиоактивных источников и проверены статистические отношения для разрешающей способности спектрометра.